



PROGRAMME DES SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DES FOURNITURES MÉDICALES DÉLIVRÉES EN PHARMACIE AU QUÉBEC

Aux fournisseurs inscrits,

La présente lettre a pour but de vous informer que le Programme des services de santé non assurés (SSNA) de Services aux Autochtones Canada apporte des changements visant à abolir les exigences en matière d'approbation préalable de certaines aides au bain, à la toilette, au soulèvement, au transfert et à la mobilité.

Depuis le 18 juin 2018, le Programme des SSNA n'exige plus l'approbation préalable des fournisseurs inscrits du Québec pour les articles admissibles indiqués dans le tableau ci-inclus. Les fournisseurs de services de médicaments du Québec devraient se référer à l'entente entre Services aux Autochtones Canada (auparavant Santé Canada) et l'Association Québécoise des Pharmaciens Propriétaires (AQPP) pour plus de détails sur le remboursement des différents produits.

Les fournisseurs devront conserver les renseignements suivants en dossier :

- Prescription d'un médecin ou du personnel infirmier praticien
- Numéro du code de produit du fabricant, marque et modèle de l'équipement
- Rapport d'évaluation en ergothérapie ou en physiothérapie ou recommandation si disponible
- Copie de toute couverture par un tiers (p. ex., commission d'indemnisation des accidents de travail, assurance privée, etc.)

Les fournisseurs sont invités à confirmer l'admissibilité du client aux articles avant de les remettre en communiquant avec Express Scripts Canada au 1-888-511-4666 ou avec le bureau régional des SSNA au 1-877-483-1575.

Les articles suivants n'exigent plus l'approbation préalable (qui n'excèdent pas les lignes directrices suggérées pour le remplacement).

Description	Code	Lignes directrices suggérées pour le remplacement	Spécifications
Chaise/banc de bain	99400295	5 ans	<ul style="list-style-type: none">• Cadre en aluminium avec 4 pattes à hauteur réglable• Tient à l'intérieur de la baignoire• Comprend dossier et siège, avec ou sans coupe périnéale• Peut inclure des accoudoirs• Doit avoir des embouts en caoutchouc antidérapants ou des pieds ventouses sur les pattes• Capacité de 113 kg (250 lb)

Description	Code	Lignes directrices suggérées pour le remplacement	Spécifications
Fauteuil hygiénique, standard, achat	99400296	5 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur variable • Capacité de 113 kg (250 lb)
Siège de toilette surélevé (avec bras)	99400299	3 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Accoudoirs fixés au siège de toilette surélevé • Doit avoir des pinces pour fixer à la cuvette ou en plastique moulé avec mécanisme de verrouillage pour un ajustement sécuritaire à la toilette • Convient à une cuvette de toilette allongée ou standard. Peut avoir une ouverture inclinée. • Capacité de 113 kg (250 lb)
Poteau d'appui (du plancher au plafond)	99400321	À vie	<ul style="list-style-type: none"> • Barre du sol au plafond sans accessoires • 20,32 cm (8 po) ou 25,4 cm (10 po) • Capacité de 204 kg (450 lb)
Barre d'appui, pour lit, achat	99400322	10 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Inclut articulation, pivotante ou statique • Non permanente • Capacité de 136 kg (300 lb)
Cadre de sécurité pour toilettes	99400302	5 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Se fixe aux boulons de siège de toilette en place. Peut être utilisé séparément ou avec un siège de toilette surélevé. • Capacité de 113 kg (250 lb)
Banc de transfert pour baignoire	99400304	5 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds à hauteur réglable, deux pieds à l'extérieur de la baignoire, 2 à l'intérieur de la baignoire, le siège s'étend sur le mur de la baignoire • Peut être en plastique matelassé ou lisse • Capacité de 136 kg (300 lb)
Marchette, standard, achat	99400338	5 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur réglable (sans roues) • Comprend les déambulateurs latéraux • Capacité de 124 kg (275 lb)
Marchette sur roues, achat	99400340	5 ans	<ul style="list-style-type: none"> • Doit pouvoir accueillir des freins de ralentissement • Hauteur du siège moins de 58,42 cm (23 po) • Hauteur de la poignée de poussée de 73,66 à 96,52 cm (29 à 38 pouces) • Poignées à main – aucune, standard • Largeur entre les poignées de poussée moins de 60,96 cm (24 po) • Freins – pas de freins, poussoir à verrouillage, arrêt automatique • Type de frein – aucun, bilatéral, d'une main • Taille des roues - 10,16 à 15,24 cm (4 à

Description	Code	Lignes directrices suggérées pour le remplacement	Spécifications
			6 po), 15,24 à 20,32 (6 à 8 po), 20,32 à 25,4 cm (8 à 10 po) <ul style="list-style-type: none"> • Support dorsal - Oui/Non • Capacité de 124 kg (275 lb) • Tenir compte du poids du support d'oxygène pour les clients ayant des problèmes respiratoires

Le Programme des services de santé non assurés exigera une approbation préalable pour les articles dans le tableau au-dessus qui excèdent les limites des lignes directrices suggérées pour le remplacement des articles.

Veillez consulter le site Web d'Express Scripts Canada à l'adresse provider.express-scripts.ca pour obtenir les formulaires (y compris les demandes d'approbation préalable), la trousse de demande de règlement et les liens vers les renseignements sur les politiques et les listes de services du programme des SSNA).

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau régional du Québec au 1-877-483-1575.